

- IT**
- Il sistema di proiezione indica anche la distanza corretta.
  - Silenzioso, non tocca la pelle, non disturba il sonno del tuo bambino.
  - Misura e proietta anche la temperatura di oggetti, alimenti, liquidi (1-55°C), della pelle e dell'ambiente. Display illuminato in 5 colori.
  - Funzione 9 memorie.

- EN**
- The projection system also indicates the correct reading distance.
  - Silent, it does not touch the skin and does not disturb your child's sleep.
  - Measures and projects the temperature of objects, food, liquids (1 to 55°C) and the skin, as well as the ambient temperature.
  - 5 colours illuminated display.
  - 9 memories.

- FR**
- Le système de pointage montre aussi la distance correcte.
  - Silencieux, il ne touche pas la peau et ne dérange pas le sommeil de votre bébé.
  - Il mesure et projette aussi la température des objets, des aliments, des liquides (1-55°C), de la peau et de l'ambiant.
  - Écran rétroéclairé en 5 couleurs.
  - Mémoire 9 fonctions.

- ES**
- El sistema de proyección también indica la distancia de lectura correcta.
  - Silencioso, no toca la piel y no perturba el sueño de su hijo.
  - Mide y proyecta también la temperatura de objetos, alimentos, líquidos (1-55°C) y la piel, así como la temperatura ambiente.
  - Pantalla retroiluminada en 5 colores.
  - Función de 9 memorias.



**Febbre. Lui la sente, tu la vedi.**  
**Fever. He feels it, you see it.**  
**Fever. He feels it, you see it.**  
**Fiebre. Él lo siente, tú lo ves.**

**SISTEMA DI PUNTAMENTO  
 AIMING SYSTEM  
 SYSTÈME DE POINTAGE  
 SISTEMA DE APUNTAMIENTO**

 <b>37.0</b>	 <b>37.0</b>	 <b>37.0</b>
<b>No, troppo lontano</b> No, too far away <b>Non, trop loin</b> No, demasiado lejos	<b>No, troppo vicino</b> No, too near <b>Non, trop près</b> No, demasiado cerca	<b>Ok, distanza esatta e termometro perpendicolare al centro della fronte</b> <b>Yes, correct distance with thermometer perpendicular at the center of the forehead</b> <b>Oui, bonne distance et thermomètre perpendiculaire au milieu du front</b> <b>Si, distancia exacta y termómetro perpendicular al centro de la frente</b>

Dispositivo medico classe IIa / Class IIa medical device  
 Appareil médical de classe IIa / Dispositivo médico classe IIa

Prodotto in Italia da / Manufactured in Italy /  
 Fabriqué en Italie par / Fabricado en Italia por:  
 by: **TECNIMED S.r.l.**  
 12, P.le Cocchi - 21040 Veduggio (VA)  
 tel.: +39 0332 402350  
 www.visiofocus.com - info@tecnimed.eu



0051



Brevetti n° / International patents no / Brevets / Patentes: ; US 6,196,714 - US 7,001,066  
 - EP0909377 - EP1283983B1 - US 6,527,439 - EP1051600B1  
 ed altri internazionali depositati ed in via di concessione / and other international patents pending / et d'autres brevets internationaux déposés, y otras patentes internacionales depositadas y en trámite.

Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso tenendo conto che la temperatura varia da zona a zona del corpo e può essere influenzata dalla temperatura ambiente.  
 Autorizzazione alla pubblicità sanitaria per l'Italia richiesta al Ministero della Salute in data 25-06-2012.

Carefully read all directions for use.

Per l'assistenza tecnica per l'Italia, indirizzare i Clienti a TECNIMED usufruendo del Numero Verde gratuito:



**L'unico che proietta la temperatura**  
**The only one which projects the temperature**  
**Le seul qui projette la température**  
**El único que proyecta la temperatura**



# VISIOFOCUS

MADE IN ITALY



Termometro  
a distanza.  
Anche per:



37°C

Non contact  
thermometer.  
Also for:



37°C

Thermomètre  
sans contact.  
Aussi pour:



37°C

Termómetro  
sin contacto.  
También para:



20°C



Made in ITALY by TECNIMED  
[www.visiofocus.com](http://www.visiofocus.com)



*let's see  
the spot*